

**WARNING:**

TO PREVENT SERIOUS OR FATAL INJURY: FOR USE ONLY BY PERSONS WEIGHING LESS THAN 350 POUNDS. Consult healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use. Plastic inner rim of seat must fit inside of porcelain toilet bowl rim. If seat can rock from side to side, do not use. Do not tip seat. Sit down on and leave seat from front, not from side. When seated, do not lean to either side of seat without proper balancing. Do not jump or stand on seat. Contact CSI immediately at 1-800-882-0116 if any components are missing or damaged. Install in accordance with CSI's instructions. Do not modify this product in any way. FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION CONTACT CSI AT 1-800-882-0116.


**LIMITED LIFETIME WARRANTY**

If this product fails due to a defect in materials or workmanship at any time during the life of the product, Creative Specialties International, a division of Moen Incorporated (CSI) will replace it free of charge, postage-paid. Simply contact CSI at 1-800-882-0116 for replacement information. This warranty does not cover products which have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, CSI DISCLAIMS ALL OTHER IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**LIMITATION OF LIABILITY:** THIS WARRANTY IS YOUR SOLE REMEDY AND CSI SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR OTHERWISE, INCLUDING LOST REVENUES AND LOST PROFITS, ARISING OUT OF ANY THEORY OR RECOVERY, INCLUDING STATUTORY, CONTRACT OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED OR IMPLIED WARRANTY, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL CSI'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

For additional warranty information, visit [www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com).

The Home Care Locking Elevated Toilet Seat meets or exceeds the applicable requirements of the following standards/guidelines:

 The Americans with Disabilities Act (ADA)

**ADVERTENCIA:**

PARA EVITAR LESIONES SERIAS O FATALES: PARA USO DE PERSONAS QUE PESEN MENOS DE 160 KILOGRAMOS (350 lb). Consulte a un profesional del cuidado de la salud para que le dé consejo e instrucciones específicas para sus necesidades antes de usar. El borde interior de plástico del asiento debe asentar por dentro del borde del tazón de porcelana del inodoro. Si el asiento se mece de un lado a otro, no lo use. No ladee el asiento. Siéntese y levántese por el frente, no por un costado. Una vez sentado, no se incline hacia ningún costado sin el equilibrio apropiado. No salte ni se pare en el asiento. Póngase en contacto con CSI de inmediato al 1-800-882-0116 si falta o está dañado alguno de los componentes. Instale de acuerdo con las instrucciones de CSI. No modifique este producto de ninguna manera. SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA CON LA INSTALACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON CSI AL 1-800-882-0116.


**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA**

Si este producto falla debido a un defecto en materiales o mano de obra o en cualquier momento durante la vida del producto, Creative Specialties International, una división de Moen Incorporated (CSI) lo reemplazará sin cargo, con porte pagado. Sólo comuníquese con CSI al 1-800-882-0116 para solicitar información para el reemplazo. Esta garantía no cubre productos sometidos a abuso, alteración, daño, mal uso, corte o desgaste. HASTA DONDE LO PERMITE LA LEY, CSI NIEGA LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O TÁCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS EN CUANTO A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO Y CSI NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS Y PERJUICIOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO LOS INGRESOS PERDIDOS Y LAS GANANCIAS PERDIDAS QUE SURJAN DE CUALQUIER TEORÍA DE RECUPERACIÓN, INCLUYENDO LOS ESTATUTARIOS, POR CONTRATO O EXTRA CONTRACTUALES. INDEPENDIEMENTE DEL PLAZO DE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA O TÁCITA, O SI UNA GARANTÍA LIMITADA NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE CSI EXCEDERÁ EL PRECIO DE VENTA DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. POR TANTO, LAS ANTERIORES LIMITACIONES O EXCLUSIONES PODRÍAN NO SER APLICABLES A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIÉN SEGÚN EL ESTADO Y LA PROVINCIA.

Para obtener información sobre la garantía, visite [www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com)

El Asiento Elevado Con Traba Para Inodoro Home Care cumple o excede los requisitos aplicables de las siguientes normas/pautas:

 The Americans with Disabilities Act (ADA)

**AVERTISSEMENT :**

POUR PRÉVENIR TOUTE BLESSURE SÉRIEUSE OU MORTELLE : N'UTILISER QUE POUR DES PERSONNES PESANT MOINS DE 160 KG (350 lb). Consulter un professionnel des soins de la santé pour obtenir de l'aide et des directives spécifiques à vos besoins avant d'utiliser le produit. Le bord intérieur en plastique doit s'adapter au bord du bol de toilette en porcelaine. Si le siège bascule d'un côté à l'autre, ne pas l'utiliser. Ne pas incliner le siège. S'asseoir et se lever du siège de l'avant et non du côté. Une fois assis, ne pas se pencher d'un côté ni de l'autre du siège sans avoir un bon équilibre. Ne pas sauter ni se tenir debout sur le siège. Contacter CSI immédiatement au 1-800-882-0115 s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées. Installer en suivant précisément les directives de CSI. Ne pas modifier ce produit de quelque façon que ce soit. POUR TOUTE QUESTION OU POUR OBTENIR DE L'AIDE POUR L'INSTALLATION, CONTACTER CSI AU 1-800-882-0116.


**GARANTIE À VIE LIMITÉE**

Si ce produit est défectueux, pièces ou main-d'œuvre, en tout temps durant la durée de vie du produit, Creative Specialties International, une division de Moen incorporée (CSI), le remplacera gratuitement, port payé. Il suffit de contacter CSI au 1 800 882-0116 pour obtenir des renseignements sur le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés de façon abusive, modifiés, endommagés, mal utilisés, coupés ou qui sont usés. SELON LES LIMITES DE LA LOI, CSI DÉSAVOUE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ ET/OU DE FONCTIONNEMENT À UNE FIN PRÉCISE.

**LIMITES DE RESPONSABILITÉ :** CETTE GARANTIE EST VOTRE SEUL RECOURS ET CSI NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTAUX, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU AUTRES, Y COMPRIS LES PERTES DE REVENUS ET DE PROFITS SURVENANT DE TOUTE THÉORIE DE RÉCUPÉRATION, Y COMPRIS CEUX PRÉVUS PAR LA LOI. LES CONTRATS OU LES DÉLITS CIVILS. MALGRÉ LES MODALITÉS DE TOUTE GARANTIE LIMITÉE OU SOUS-ENTENDUE OU SI TOUTE GARANTIE LIMITÉE DÉROGE DE SES FINS ESSENTIELLES, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE CSI NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION NI LA LIMITATION DES DOMMAGES INCIDENTAUX OU CONSÉCUTIFS. LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT DONC PEUT-ÊTRE PAS À VOTRE CAS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'ÉTAT EN ÉTAT ET DE PROVINCE EN PROVINCE.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, visitez le site Web de CSI à l'adresse [www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com)

Le siège surélevé de toilette à verrou Home Care satisfait aux exigences applicables des normes/lignes directrices suivantes ou les dépasse:

 The Americans with Disabilities Act (ADA)



25300 Al Moen Drive • North Olmsted • Ohio 44070  
1-800-321-8809 • Fax: 1-800-848-6636 • International: 1-440-962-2263 • Fax: 1-440-962-2726  
[www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com)

CSI REV 0105

Home Care is a registered trademark of Home Care Tim-BR-MART, licensed to Moen Incorporated. Home Care and Creative Specialties are registered trademarks of Moen Incorporated. Creative Specialties is a division of Moen Incorporated. © 2005


Home Care es una marca registrada de Home Care Tim-BR-MART, con licencia a Moen Incorporated. Home Care y Creative Specialties son marcas registradas de Moen Incorporated. Creative Specialties es una división de Moen Incorporated. © 2005

Home Care est une marque déposée de Home Care Tim-BR-MART et Moen incorporée en est un utilisateur autorisé. Home Care et Creative Specialties sont des marques déposées de Moen Incorporated. Creative Specialties est une division de Moen incorporée. © 2005



INNOVATIVE DESIGNS  
for independent living™



**DN7070  
LOCKING ELEVATED TOILET SEAT  
INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**ASIENTO ELEVADO CON TRABA PARA INODORO  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**SIÈGE DE TOILETTE SURLÈVE À VERROU  
DIRECTIVES D'INSTALLATION**





**DN7070**  
**LOCKING ELEVATED TOILET SEAT**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**ASIENTO ELEVADO CON TRABA PARA INODORO**  
**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**SIÈGE DE TOILETTE SURLEVÉ À VERROU**  
**DIRECTIVES D'INSTALLATION**

CONTENTS: CONTENIDO: CONTENU :

<p>One Elevated Toilet Seat and One Mounting Bracket                  Un Asiento Elevado Para Inodoro y Un Soporte De Montaje                  Un siège de toilette surélevé et un support de montage</p>		<p>Hardware:                  2 extension bolts and nuts, 3 support pads                  Ferretería:                  2 pernos y tuercas de extensión,                  3 almohadillas de apoyo                  Quincaillerie :                  2 boulons de rallonge et écrous,                  3 coussinets de support</p>	
---	---	--	---



**1**

Remove standard toilet seat from toilet bowl.  
 Retire el asiento normal del inodoro de la taza del mismo.  
 Enlever le siège de toilette standard de la cuvette de toilette.



**2**

Place the elevated toilet seat, attached to the bracket, on toilet bowl as far forward as possible, adjusting the mounting bracket to determine which mounting holes to use. To re-attach toilet seat lid, you must attach bracket to rear set of holes.

Coloque el asiento elevado para inodoro, sujeto al soporte, sobre la taza del inodoro lo más adelante posible, ajustando el soporte de montaje para determinar qué orificios de montaje utilizar. Para volver a colocar la tapa del asiento del inodoro, debe fijar la ménsula al juego de orificios posteriores.

Placer le siège surélevé de toilette, fixé sur le support, sur la cuvette de toilette autant vers l'avant que possible, en ajustant le support de montage pour déterminer quels trous de montage utiliser. Pour réinstaller le couvercle du siège de toilette, il faut fixer le support sur l'ensemble des ouvertures arrière.

**Warning ! – FOLLOW THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS CAREFULLY. PROPER INSTALLATION IS THE INSTALLERS RESPONSIBILITY. FAILURE TO FOLLOW CORRECT INSTALLATION PROCEDURES CAN CAUSE THE SEAT TO BECOME LOOSE, WHICH CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.**

**Specifications:**  
 Fits on most commode configurations – either round or elongated bowl. Raises seat 4-1/2 inches. Toilet seat must be clean and dry before installation. Plastic rim of seat must fit inside of toilet rim.

**Dimensions:**  
 20-3/4" wide x 20" deep x 6-2/5" high

**Installation Instructions:**  
 Tools Required: Standard size screwdriver to attach the bracket.

**¡Advertencia! – SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CUIDADOSAMENTE. LA INSTALACIÓN CORRECTA ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR. EL NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE INSTALACIÓN PUEDE HACER QUE EL ASIENTO SE AFLOJE, LO QUE PUEDE TENER COMO RESULTADO SERIAS LESIONES.**

**Especificaciones:**  
 Calza en la mayoría de las configuraciones de inodoro – tanto en tazón redondo como alargado. Eleva el asiento 4-1/2 pulgadas (11.5 cm). El asiento del inodoro debe estar limpio y seco antes de instalar. El borde de plástico del asiento debe asentar por dentro del borde del inodoro.

**Dimensiones**  
 20-3/4" (52.7 cm) de ancho x 20" (50.8 cm) de profundidad x 6-2/5" (16.25 cm) de alto


**Instrucciones De Instalación:**  
 Herramientas Necesarias: Destornillador normal para fijar un soporte.

**Mise en garde! - SUIVRE ATTENTIVEMENT CES DIRECTIVES D'INSTALLATION. L'INSTALLATEUR EST RESPONSABLE D'INSTALLER CORRECTEMENT LA BARRE D'APPUI. IL EST IMPÉRATIF DE SUIVRE À LA LETTRE LES PROCÉDURES D'INSTALLATION AU RISQUE QUE LE SIÈGE SE DÉSERRE ET ENTRAÎNE DE GRAVES BLESSURES.**

**Spécifications :**  
 S'adapte à la plupart des configurations - à un bol rond ou allongé. Soulève le siège de 11,4 cm (4-1/2 po). S'assurer que le siège de toilette est propre et sec avant l'installation. Le bord en plastique du siège doit s'insérer dans le bord de la toilette.

**Dimensions :**  
 52,7 cm larg. x 50,8 cm prof. x 16,3 cm haut.(20-3/4 x 20 x 6-2/5 po)

**Directives D' Installation:**  
 Outils requis: Tournevis de taille standard pour attacher le support.



**3**

Remove toilet seat. Line up the selected holes on mounting bracket with the mounting holes on the toilet bowl. If you have installed the bracket USING (to) the rear set of holes, you can re-INSTALL (attach) your toilet seat lid.

Retire el soporte de montaje del asiento elevado para inodoro. Alinee los orificios seleccionados con los orificios de montaje en la taza del inodoro. Si ha instalado el soporte USANDO el juego de orificios posteriores, puede re-INSTALAR la tapa de su asiento.

Enlever le support de montage du siège surélevé de toilette. Aligner les trous choisis avec les trous de montage sur la cuvette de la toilette. Si vous avez installé le support dans les trous arrière, vous pouvez réinstaller (fixer) votre couvercle de siège de toilette.

ATTACH SUPPORT PADS HERE  
 ADHIERA LA ALMOHADILLA DE APOYO AQUÍ.  
 FIXER LE COUSSINET DE SUPPORT ICI.



**4**

Clean and dry toilet bowl. Place elevated toilet seat at an angle on top of toilet seat. Push the seat towards the bracket to lock. To remove, reverse process, lift front of seat and pull.

Limpie y seque la taza del inodoro. Coloque el asiento elevado para inodoro sobre el asiento del inodoro formando un ángulo. Empuje el asiento hacia el soporte para trabarlo. Para retirarlo, invierta el proceso, levante el frente del asiento y tire.

Nettoyer et sécher la cuvette de toilette. Placer les broches au dos du siège de la toilette dans les trous sur le support.