


# Home Care® by Moen® SecureMount™ Anchors Installation Instructions.

## Instrucciones de Instalación de Anclajes SecureMount™ Home Care® de Moen®

### Notice d'installation des ancrages SecureMount™ de la gamme Home Care® de Moen®

**Prior to installation, please thoroughly read and review installation and warranty information. An installation video can be found at HomeCare.Moen.com**  
**Antes de la instalación, lea y revise en su totalidad la información de instalación y garantía. Puede mirar un video de instalación en Internet en HomeCare.Moen.com. Avant de procéder à l'installation des ancrages, veuillez lire attentivement les instructions d'installation et l'information sur la garantie. Un vidéo de démonstration de l'installation est disponible sur le site HomeCare.Moen.com.**



- A.** SecureMount™ Anchors (2)
- B.** Guide Sleeve (2)
- C.** Pull Tab (1)
- D.** Mounting Plate with attached EVA Water-Resistant Gasket (2)
- E.** Flange Screw M5 x 6mm long (6)
- F.** Split Lock Washer (6)
- G.** Anchor Screw M6 x 60mm long (2)
- H.** Rubber Anchor Washer (2)
- I.** Flat Washer (2)

- A.** Anclajes SecureMount™ (2)
- B.** Manguito de guía (2)
- C.** Lengüeta para jalar (1)
- D.** Placa de montaje con empaque de EVA resistente al agua (2)
- E.** Tornillo de brida (M6 x 6 mm de largo) (6)
- F.** Arandela de seguridad (6)
- G.** Tornillo de anclaje (M6 x 60 mm de largo) (2)
- H.** Arandela de anclaje de goma (2)
- I.** Arandela plana (2)







- A.** Anclajes SecureMount™ (2)
- B.** Manchon du guidage (2)
- C.** Languette de préhension (1)
- D.** Plaque de montage dotée d'un joint d'étanchéité EVA (2)
- E.** Vis d'accouplement (M6 x 6mm de long) (6)
- F.** Rondelle à ressort (6)
- G.** Vis d'ancrage (M6 x 60mm de long) (2)
- H.** Rondelle d'ancrage en caoutchouc (2)
- I.** Rondelle plate (2)

**Requires a 3½" space behind the wall and works in the following substrates\*/Requiere un espacio de 8.8 cm (3½ pulg.) detrás de la pared y funciona con los sustratos siguientes\*/Exige un espace libre de 3½ po sous la surface du mur et s'installe sur les supports suivants\***

- ½" or ⅝" Dry Wall
- ½" or ⅝" Dry Wall with Tile
- ½" or ⅝" Dry Wall with Marble
- ⅛" or ¼" Fiberglass Tub Surround
- Muro seco de 1.2 ó 1.5 cm (½ ó ⅝ pulg.)
- Muro seco de 1.2 ó 1.5 cm (½ ó ⅝ pulg.) con azulejo
- Muro seco de 1.2 ó 1.5 cm (½ ó ⅝ pulg.) con mármol
- Circundantes de tina de fibra de vidrio de 0.3 ó 0.6 cm (⅛ ó ¼ pulg.)
- Cloison sèche de ½ po ou ⅝ po
- Cloison sèche de ½ po ou ⅝ po avec tuiles
- Cloison sèche de ½ po ou ⅝ po avec marbre
- Fibre de verre entourant le bain de ⅛ po ou ¼ po


\* Including multiple layers up to 1½" thick.\*/Incluyendo capas múltiples hasta de 3.8 cm (1½ pulg.) de espesor.  
 \*Y compris les couches multiples jusqu'à 1½ po d'épaisseur.

#### Tools Required/Herramientas necesarias Outils requis

Phillips Screwdriver Destornillador Phillips Tournevis à pointe cruciforme	
1¼" Hole Saw (carbide tipped hole saw for tile) Sierra perforadora de 1-¼ pulg (con punta de carburo para sierra perforadora de azulejos) Scie cloche de 1¼ po (lame à pointe en carbure pour découper la tuile)	
Drill Taladro Perceuse	
Stud finder Detector de montantes Détecteur de montants	
Level Nivel Niveau	
Pencil Lápiz Crayon	




1



Mark around outside of flanges as shown.

Marque alrededor de la parte externa de las bridas como se muestra.  
Marquez le pourtour des bridas, comme indiqué.

2




Locate stud prior to drilling. We strongly encourage you to determine if plumbing, electrical or other obstructions are contained behind the wall surface.


Ubique el sitio del montante antes de taladrar. Recomendamos con insistencia que determine primero si existen tuberías, conductos eléctricos u otras obstrucciones detrás de la superficie de la pared.

Localisez le montant avant de percer. Nous vous conseillons fortement de vérifier la présence de tuyaux de plomberie, de fils électriques ou d'autres obstacles à l'arrière du mur.

3




4




If you hit a stud after clearing the wall, STOP DRILLING and go to Step 16.  
Si se topa con un montante después de atravesar la pared, DEJE DE PERFORAR y continúe con el Paso 16.  
Si votre mèche rencontre un montant après la surface du mur, CESSER DE PERCER et passer à l'étape 16.

5



6




Note: UP indicator must always point up regardless of grab bar orientation.


Nota: La parte marcada "UP" del indicador siempre debe apuntar hacia arriba, sin importar la orientación de la barra de seguridad.

Remarque: Le signe UP doit toujours pointer vers le haut, quelle que soit l'orientation de la barre.


7




8










9



10





**Stud Mounting Installation**  
**Instalación del Montante**  
**Installation par fixation à un montant**

**16** Determine stud center and drill  $1/8$ " pilot hole. Install wood screw supplied with grab bar.  
**STEP A** Paso A Déterminer le centre du montant et percer un trou de guidage. Fixer les vis à bois fournies avec la barre.

**STEP B** Installe 3 additional wood screws through the grab bar flange into the elongated mounting plate slots.  
**Paso B** Instale 3 tornillos para madera adicionales a través de la brida de la barra de seguridad y en las ranuras de la placa de montaje alargada.  
**Étape B** Installez 3 vis à bois supplémentaires à travers le collet de la barre dans les trous de la plaque de montage allongée.

**WARNING:**  
TO PREVENT SERIOUS OR FATAL INJURY: FOR USE ONLY BY PERSONS WEIGHING NO MORE THAN 300 POUNDS. CONSULT A HEALTHCARE PROFESSIONAL FOR ADVICE AND INSTRUCTIONS SPECIFIC TO YOUR NEEDS BEFORE USE. LOCATE STUDS PRIOR TO DRILLING. WE STRONGLY ENCOURAGE THAT YOU DETERMINE IF PLUMBING, ELECTRICAL OR OTHER OBSTRUCTIONS, I.E. BEADS OF ADHESIVE OR RIBBING, AS IN SOME TUB SURROUNDS, ARE CONTAINED BEHIND THE WALL. IF MOUNTING TO AN UNEVEN SURFACE, USE SILICONE TO FILL ANY GAPS BETWEEN SURFACE AND MOUNTING PLATE. DO NOT INSTALL IN A WALL OR ON A SURFACE THAT DOES NOT HAVE AT LEAST 3/8" OF SPACE BEHIND THE WALL OR SURFACE MATERIAL. CONTACT CREATIVE SPECIALTIES INTERNATIONAL (CSI) IMMEDIATELY AT 1-800-882-0116 IF ANY COMPONENTS ARE MISSING OR DAMAGED. INSTALL IN ACCORDANCE WITH CSI'S INSTRUCTIONS. DO NOT MODIFY THIS PRODUCT IN ANY WAY. CHECK GRAB BAR PERIODICALLY AFTER INSTALLATION TO BE SURE ALL SCREWS ARE SECURELY FASTENED TO MOUNTING PLATE. FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION CONTACT CSI AT 1-800-882-0116.

**LIMITED LIFETIME WARRANTY:**

IF THIS PRODUCT FAILS DUE TO MATERIALS OR WORKMANSHIP AT ANY TIME DURING THE LIFE OF THE PRODUCT, CREATIVE SPECIALTIES INTERNATIONAL (CSI), A DIVISION OF MOEN INCORPORATED, WILL REPLACE IT FREE OF CHARGE, POSTAGE PAID. SIMPLY CONTACT CSI AT 1-800-882-0116 FOR REPLACEMENT INFORMATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER PRODUCTS WHICH HAVE BEEN ABUSED, ALTERED, DAMAGED, MISUSED, CUT OR WORN. DO NOT INSTALL THIS PRODUCT INTO NON-RECOMMENDED SUBSTRATES AND SUBSTRATE THICKNESSES OR SUBSTRATES THAT ARE WEAKENED OR DAMAGED IN ANY WAY PRIOR TO INSTALLATION. DO NOT INSTALL THIS PRODUCT ON A CURVED SURFACE. CONSULT A PROFESSIONAL IF YOU DETERMINE AREA TO BE DRILLED CONTAINS ELECTRICAL, PLUMBING OR OTHER OBSTRUCTIONS. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, CSI DISCLAIMS ALL OTHER IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**LIMITATION OF LIABILITY:**

THIS WARRANTY IS YOUR SOLE REMEDY AND CSI SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR OTHERWISE, INCLUDING LOST REVENUES AND LOST PROFITS, ARISING OUT OF ANY THEORY OR RECOVERY, INCLUDING STATUTORY, CONTRACT OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED OR IMPLIED WARRANTY, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL CSI'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

For additional warranty information, visit [www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com) Home Care by Moen SecureMount Anchors meet or exceed the applicable requirements of the following standards/guidelines:



**ADVERTENCIA:**

PARA EVITAR LESIONES SEVERAS O MORTALES: DEBE USARSE SOLAMENTE POR PERSONAS QUE NO PESEN MÁS DE 136 KG (300 LIBRAS). ANTES DE USAR, CONSULTE A UN PROFESIONAL MÉDICO PARA OBTENER CONSEJOS E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS A SUS NECESIDADES. UBIQUE EL SITIO DE LOS MONTANTES ANTES DE TALADRAR. RECOMENDAMOS CON INSISTENCIA QUE DETERMINE PRIMERO SI EXISTEN TUBERÍAS, CONDUCTOS ELÉCTRICOS U OTRAS OBSTRUCCIONES DETRÁS DE LA PARED, POR EJEMPLO, LISTONES DE ADHESIVO O REFUERZOS, COMO EN ALGUNOS CIRCUNDANTES DE TINA. SI SE INSTALA EN UNA SUPERFICIE DISPARAJA, USE SILICONA PARA RELLENAR LOS ESPACIOS ENTRE LA SUPERFICIE Y LA PLACA DE MONTAJE. NO DEBE INSTALARSE EN UNA PARED O SOBRE UNA SUPERFICIE QUE NO TENGA AL MENOS UN ESPACIO DE 8.8 CM (3/8 PULG.) DETRÁS DE LA PARED O MATERIAL DE LA SUPERFICIE. COMUNIQUESE INMEDIATAMENTE CON CREATIVE SPECIALTIES INTERNATIONAL (CSI) AL 1-800-882-0116 SI ALGÚN COMPONENTE FALTA O ESTÁ DAÑADO. INSTALE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE CSI. NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA. REVISE PERIÓDICAMENTE LA BARRA DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN PARA GARANTIZAR QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÁN BIEN FIJOS EN LA PLACA DE MONTAJE. SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA PARA LA INSTALACIÓN, COMUNÍQUESE CON CSI AL 1-800-882-0116.

**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA:**

SI ESTE PRODUCTO LLEGARA A FALLAR DEBIDO A LOS MATERIALES O MANO DE OBRA, EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO, CREATIVE SPECIALTIES INTERNATIONAL (CSI), UNA DIVISIÓN DE MOEN INCORPORATED, LO REEMPLAZARÁ SIN COSTO ALGUNO, CON PORTE PAGADO. SIMPLEMENTE COMUNÍQUESE CON CSI AL 1-800-882-0116 PARA CONOCER LA INFORMACIÓN DE REEMPLAZO. ESTA GARANTÍA NO CUBRE AQUELLOS PRODUCTOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ABUSO, HAYAN SIDO ALTERADOS, DAÑADOS, USADOS INCORRECTAMENTE, CORTADOS O DESGASTADOS. NO INSTALE ESTE PRODUCTO EN SUSTRATOS O ESPESORES DE SUSTRATO NO RECOMENDADOS O SUSTRATOS QUE HAYAN SIDO DEBILITADOS O DAÑADOS DE ALGUNA MANERA ANTES DE LA INSTALACIÓN. NO INSTALE ESTE PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE CURVA. CONSULTE A UN EXPERTO SI DETERMINA QUE EL ÁREA QUE DEBE TALADRAR CONTIENE TUBERÍAS, CONDUCTOS ELÉCTRICOS U OTRAS OBSTRUCCIONES. EN TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LAS LEYES, CSI RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

**RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

ESTA GARANTÍA REPRESENTA SU ÚNICO REMEDIO Y CSI NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE, EJEMPLAR NI DE NINGUNA OTRA MANERA, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE INGRESOS Y UTILIDADES QUE SURJAN DE CUALQUIER TEORÍA O RECUPERACIÓN, INCLUYENDO LAS LEYES ESTATUTORIAS, CONTRACTUALES O DE DAÑOS. SIN PERJUICIO DEL TÉRMINO DE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA O IMPLÍCITA, O EN CASO DE QUE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA FALLE EN SU PROPÓSITO ESENCIAL, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE CSI EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR LO TANTO LAS RESTRICCIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUDIERAN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y PODRÍA CONTAR CON OTROS DERECHOS QUE VARIAN EN CADA ESTADO Y PROVINCIA.

Si desea información adicional sobre la garantía, visite [www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com). Los anclajes SecureMount™ Home Care® de Moen® cumplen o exceden los requerimientos pertinentes de las siguientes normas/lineamientos:



**AVERTISSEMENT :**

AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES, CETTE BARRE NE DOIT ÊTRE UTILISÉE QUE PAR LES PERSONNES DONT LE POIDS EST INFÉRIEUR À 136 KG (300 LB). AVANT D'UTILISER LA BARRE, VEUILLEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ POUR VOUS DONNER LES CONSEILS ET LES DIRECTIVES APPROPRIÉS À VOS BESOINS. LOCALISEZ LE MONTANT AVANT DE PERCER. NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE VÉRIFIER LA PRÉSENCE, À L'ARRIÈRE DU MUR, DE TUYAUX DE PLOMBERIE, DE FILS ÉLECTRIQUES OU D'AUTRES OBSTACLES, TELS QUE LES BILLES DE COLLE OU LES NERVURAGES COMME ON EN TROUVE DANS CERTAINS CHÂSSIS DE BAIN. SI LA BARRE EST FIXÉE À UNE SURFACE INÉGALE, BOUCHEZ LES ESPACES ENTRE LA SURFACE DU MUR ET LES PLAQUES DE MONTAGE AVEC DU SILICONE. N'INSTALLEZ PAS LA BARRE SUR UN MUR OU UNE SURFACE QUI NE PRÉSENTE PAS UN ESPACE LIBRE D'AU MOINS 3/8 PO À L'ARRIÈRE DU MUR OU DU REVÊTEMENT. COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT AVEC CREATIVE SPECIALTIES INTERNATIONAL (CSI) AU 1-800-882-0116 SI CERTAINES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES. INSTALLEZ SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR CSI. NE MODIFIEZ PAS CE PRODUIT, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT. VÉRIFIEZ LA BARRE D'APPUI DE TEMPS À AUTRE APRÈS SON INSTALLATION, AFIN DE VOUS ASSURER QUE TOUTES LES VIS SONT FIXÉES DE FAÇON SÉCURITAIRE AUX PLAQUES DE MONTAGE. POUR POSER DES QUESTIONS OU OBTENIR DE L'AIDE DURANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC CSI AU 1-800-882-0116.

**GARANTIE À VIE LIMITÉE :**

SI CE PRODUIT S'AVÈRE DÉFECTUEUX POUR RAISON DE DÉFAUTS DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION AU COURS DE SA DURÉE DE VIE, CREATIVE SPECIALTIES INTERNATIONAL (CSI), UNE DIVISION DE MOEN INCORPORATED, LE REMPLACERA SANS FRAIS ET TOUT PORT PAYÉ. POUR OBTENIR DE L'INFORMATION SUR LES REMPLACEMENTS DE PRODUITS, VEUILLEZ SIMPLEMENT COMMUNIQUER AVEC CSI AU 1-800-882-0116. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN USAGE ABUSIF, ONT ÉTÉ MODIFIÉS, ENDOMMAGÉS, MAL UTILISÉS, COUPÉS OU QUI SONT USÉS. N'INSTALLEZ PAS LE PRODUIT SUR DES SUPPORTS NON RECOMMANDÉS OU QUI N'ONT PAS L'ÉPAISSEUR REQUISE OU SUR DES SUPPORTS QUI ONT ÉTÉ AFFAIBLIS OU ENDOMMAGÉS DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT. N'INSTALLEZ PAS LE PRODUIT SUR UNE SURFACE COURBE. CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL SI VOUS AVEZ CONSTATÉ LA PRÉSENCE DE PLOMBERIE, DE FILS ÉLECTRIQUES OU DE TOUT AUTRE OBSTACLE SOUS LA ZONE QUI DOIT ÊTRE PERCÉE. CSI N'ASSUME, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'UTILISATION DU PRODUIT POUR UN USAGE DÉTERMINÉ.

**LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ :**

LA PRÉSENTE GARANTIE EST VOTRE RECOURS EXCLUSIF ET CSI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES, DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU AUTRES, Y COMPRIS LES PERTES DE REVENUS ET DE PROFITS, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ OU RECOURS, Y COMPRIS DE RESPONSABILITÉ LÉGALE, CONTRACTUELLE OU CIVILE. NONOBSANT LES TERMES DE TOUTE GARANTIE LIMITÉE OU IMPLICITE, OU DANS L'ÉVENTUALITÉ QU'UNE QUELCONQUE GARANTIE LIMITÉE N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE CSI NE SAURAIT EXCÉDER LE MONTANT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE EXCLUSION OU LIMITATION SUITE AUX DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUERAIENT PAS DANS CE CAS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS ACCORDE DES DROITS JURIDIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE D'AUTRES DROITS SOIENT APPLICABLES SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Pour en savoir plus sur notre garantie, veuillez visiter notre site Web [www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com). Les ancrages SecureMount™ de la gamme Home Care® de Moen® répondent et dépassent les exigences applicables des normes et des directives suivantes :



a Division of **MOEN**  
Buy it for looks. Buy it for life.™

25300 Al Moen Drive • North Olmsted • Ohio 44070  
1-800-321-8809 • Customer Service 1-800-882-0116 • Fax: 1-800-848-6636  
International: 1-440-962-2000 • Fax: 1-440-962-2726  
[homecare.moen.com](http://homecare.moen.com)

SecureMount is a trademark and Home Care is a registered trademark of Home Care Tim-BR-MART, licensed to Moen Incorporated. Home Care and Creative Specialties are a registered trademarks of Moen Incorporated. Creative Specialties is a division of Moen Incorporated. © 2006

SecureMount es una marca comercial y Home Care es una marca comercial registrada de Home Care Tim-BR-MART, con licencia para Moen Incorporated. Home Care y Creative Specialties son marcas comerciales registradas de Moen Incorporated. Creative Specialties es una división de Moen Incorporated. © 2006

SecureMount™ est une marque de commerce et Home Care est une marque déposée de Home Care Tim-BR-MART. Les deux marques sont autorisées par Moen Incorporated. Home Care et Creative Specialties sont des marques déposées de Moen Incorporated. Creative Specialties est une division de Moen Incorporated. © 2006