

**Multi-Grip Tub Safety Bar**  
**Barre de securite multiprise pour la baignoire**  
**Barra de seguridad con mango multiple para la banera**

**Tools Required:**

Tightening Wrench (included inside)  
Slotted Screwdriver

**Outils nécessaires :**

Clé de serrage (incluse dans l'ensemble)  
Tournevis à lame.

**Herramientas necesarias:**

Llave de apriete (incluida en el interior)  
Destornillador de pala

**Specifications:** Mounts on tub walls from 3 3/4" - 5 3/4" wide


**Spécifications :** Se monte sur les parois de baignoire, avec largeur de 9,5 à 14,6 cm

**Especificaciones:** Se monta en paredes de bañeras de 3-3/4" a 5-3/4" de ancho

**Dimensions:** 7" low and 15" high grips, 16 1/2" X 15" high, installed

**Dimensions :** Prises à 17,8 (basse) et 38,1 cm (haute), largeur 41,9 cm x hauteur 38,1 cm une fois installée

**Dimensiones:** Agarraderas de 7" punto bajo y 15" punto alto, 16-1/2" X 15" de altura, instaladas



**WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA**

TO PREVENT SERIOUS OR FATAL INJURY: Ensure product is assembled, installed, adjusted and used properly. FOR USE ONLY BY PERSONS WEIGHING LESS THAN 250 POUNDS. Failure to follow correct installation procedures can cause the grip to become loose. Check after installation to make sure grip is secure, and check periodically to be sure grip remains secure. **For use only to assist in balance while entering and exiting tub.** Contact CSI immediately at 1-800-882-0116 if any components are missing or damaged. Do not modify or substitute any components. FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH ASSEMBLY OR INSTALLATION CONTACT CSI AT 1-800-882-0116. Consult healthcare professional for advice and instructions specific to user's needs before use.

For additional warranty information, visit [www.moen.com/homecare](http://www.moen.com/homecare)

Meets or exceeds applicable requirements for the Americans with Disabilities Act.

POUR ÉVITER UNE BLESSURE GRAVE VOIRE FATALE : Assurez-vous que le produit est assemblé, ajusté et utilisé correctement. À N'UTILISER QUE PAR DES PERSONNES PESANT MOINS DE 113 KG. Le fait de ne pas suivre des procédures correctes d'installation peut rendre la prise lâche. Contrôlez après l'installation pour vous assurer que le prise est solide, et faites-le périodiquement pour vous assurer qu'elle le reste. **Ne doit s'utiliser que pour aider à garder l'équilibre en entrant ou en sortant de la baignoire.** Contactez CSI immédiatement au 1-800-882-0116 si des composants quelconques manquent ou étaient endommagés. Ne modifiez ni ne substituez aucun composant. POUR DES QUESTIONS OU DE L'AIDE SUR L'ASSEMBLAGE OU L'INSTALLATION, CONTACTEZ CSI AU 1-800-882-0116. Consultez un professionnel de la santé pour des conseils et des instructions sur les besoins spécifiques de l'utilisateur avant l'utilisation.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, visitez [www.moen.com/homecare](http://www.moen.com/homecare)

Respecte ou surpasse les exigences pertinentes de l'ADA (Americans with Disabilities Act).

PARA EVITAR LESIONES GRAVES O MORTALES: Verifique que el producto se ensamble, instale, ajuste y utilice apropiadamente. SÓLO PARA USO POR PERSONAS QUE PESEN MENOS DE 113 KG. (250 LIBRAS). No seguir los procedimientos de instalación correctos puede causar que la agarradera se afloje. Revise después de la instalación para verificar que la agarradera está segura, y revisela periódicamente para garantizar que la agarradera permanece segura. **Sólo para uso para ayudar en el equilibrio mientras se ingresa y sale de la bañera.** Comuníquese inmediatamente con CSI en el 1-800-882-0116 si cualquier componente está faltando o está dañado. No modifique ni sustituya ningún componente. PARA PREGUNTAS O AYUDA CON EL ENSAMBLAJE O INSTALACIÓN, COMUNÍQUESE CON CSI EN EL 1-800-882-0116. Antes de utilizar, consulte con un profesional de atención médica para solicitar asesoría e instrucciones específicas para las necesidades del usuario.


Para obtener información sobre la garantía, acceda a [www.moen.com/homecare](http://www.moen.com/homecare)

Cumple o excede los requisitos que aplican según la Ley para americanos con discapacidades (Americans with Disabilities Act).

**Cleaning Instructions:** Wipe clean with a soft, damp cloth. Detergents and cleansers may harm the finish of this product.

**Instructions de nettoyage :** Frottez avec un chiffon doux humidifié. Les détergents et produits de nettoyage peuvent abîmer la finition de ce produit.

**Instrucciones de limpieza:** Limpie frotando con un trapo suave húmedo. Los detergentes y limpiadores podrían dañar el acabado de este producto.



<1

**Step 1: Loosen Clamps**

Loosen A and B bolts to allow bar and clamps to be adjusted to your tub.

**Step 2: Adjust Clamp Angle**


Use the wrench provided to tighten A bolts so that the clamps are angled correctly for your tub.

**Step 3: Adjust Clamp Width**

Position the clamps to fit snugly against the sides and top rim of the tub and then adjust B bolt. Do not tighten yet.

**Step 4: Tighten Clamp to Tub**

Tighten B bolts firmly so that the clamp pads make secure, continuous contact with both sides of the tub wall. Retighten A and B bolts as necessary. **DO NOT OVER-TIGHTEN!**



<2

**Étape 1 : Desserrez les attaches**

Desserrez les boulons A et B pour permettre d'ajuster la barre et les attaches à votre baignoire.

**Étape 2 : Réglez l'angle des attaches**


Utilisez la clé fournie pour serrer les boulons A de façon à ce que les attaches fassent un angle correct par rapport à votre baignoire

**Étape 3 : Réglez la largeur des attaches.**

Positionnez les attaches de façon à arriver juste contre les côtés et le rebord supérieur de la baignoire, puis ajustez les boulons B. Ne serrez pas encore.

**Étape 4 : Serrez l'attache sur la baignoire**

Serrez bien les boulons B de façon à ce que les tampons des attaches fassent un contact sûr et continu avec les deux côtés de la paroi de baignoire. Resserrez les boulons A et B si nécessaire. **NE SERREZ PAS AVEC EXCÈS!**



<3

**Paso 1: Afloje las abrazaderas**

Afloje los pernos A y B para permitir que la barra y las abrazaderas se ajusten a su bañera.

**Paso 2: Ajuste el ángulo de la abrazadera**


Utilice la llave suministrada para apretar los pernos A de modo que las abrazaderas queden en ángulo correcto para su bañera.

**Paso 3: Ajuste el ancho de la abrazadera**

Coloque las abrazaderas para ajustar ceñidamente contra los lados y el borde superior de la bañera y luego ajuste el perno B. No apriete todavía.

**Paso 4: Apriete la abrazadera a la bañera**

Apriete firmemente los pernos B de modo que las almohadillas de las abrazaderas logren un contacto firme y continuo con ambos lados de la pared de la bañera. Re-apriete los pernos A y B según se requiera. **¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE!**



<4