



**Installation Instructions:**

1. Before attaching to a surface, check the suction cups to ensure they are clean from any debris
2. Press the suction balance bar on a clean, smooth, dry surface
  - a. Ensure the surface is flat, clean, dry, smooth and that the bar does not overlap any grout lines
  - b. Not to be used on painted surfaces i.e.drywall.
  - c. Works on 4" x 4" tile
3. While pressing the balance bar to the surface, press down each locking lever one at a time
4. Before each use, test the balance bar for secure placement on the surface
5. To remove, unlatch both locking levers and slide fingertip under rubber seal at each end to release suction.

**Caution:**

1. The suction balance bar is for balance assist only and not for body weight leverage. Visit [www.moen.com](http://www.moen.com) for more permanent grab bar solutions.
2. Check the balance bar to make sure it is securely attached before each use. Reattach if necessary.

**Maintenance:**

1. Keep the suction cups clear of oil and dust
2. Clean the suction cups with standard household cleaners
3. Keep suction cups away from sunlight for long periods of time
4. Periodically, check the suction cups for deterioration. Replace if necessary

**Instrucciones de instalación:**

1. Antes de fijarla a la superficie, revise que las ventosas estén limpias
2. Presione la agarradera sobre una superficie limpia y lisa
  - a. Asegúrese de que la superficie esté limpia, sea lisa y plana, y que las ventosas no descansen sobre los espacios entre azulejos
  - b. À ne pas utiliser sur des surfaces peintes, comme une cloison sèche.
  - c. Convient aux carreaux de 4 x 4 po
3. Mientras hace presión con la agarradera sobre la superficie, baje una por una las palancas de traba
4. Antes de usarla, compruebe que la agarradera esté fija sobre la superficie
5. Para retirarla, levante las palancas de traba y deslice la punta del dedo bajo el sello de goma de cada ventosa

**Precaución:**

1. La agarradera está diseñada para ayudarle con el equilibrio y no para proporcionarle apoyo corporal. Consultar [www.moen.com](http://www.moen.com) pour tout renseignement sur les barres d'appui.
2. Verifique que la agarradera se haya fijado firmemente antes de cada uso. Fíjela nuevamente si es necesario

**Mantenimiento:**

1. Mantenga las ventosas libres de polvo y grasa
2. Limpie las ventosas con limpiadores para el hogar
3. No exponga las ventosas al sol por periodos prolongados
4. Revise las ventosas periódicamente para determinar si se han deteriorado. Reemplácelas si es necesario

**Instructions d'installation :**

1. Avant de fixer la barre à une surface, vérifiez que les ventouses sont exemptes de débris.
2. Appuyez la barre d'appui à ventouses contre une surface lisse et propre.
  - a. La surface en contact avec les ventouses doit être plane, propre, lisse et sans ligne de joint.
  - b. No debe utilizarse sobre superficies pintadas, por ejemplo, paneles 'drywall'.
  - c. Funciona en azulejo/baldosa de 4" x 4"
3. Tout en maintenant la barre d'appui fermement en contact avec la surface, abaissez les leviers de blocage l'un après l'autre.
4. Avant d'utiliser la barre d'appui, vérifiez toujours qu'elle est solidement fixée à la surface.
5. Pour la retirer, dégagez les deux leviers de blocage, puis glissez un doigt sous la ventouse à chaque extrémité pour relâcher la suction.

**Attention :**

1. La barre d'appui à ventouses est conçue uniquement pour aider à garder l'équilibre, et non pour supporter le poids du corps. Visite [www.moen.com](http://www.moen.com) para conocer más soluciones permanentes de barra de agarre.
2. Avant d'utiliser la barre d'appui, vérifiez toujours qu'elle est solidement fixée. Réinstallez-la au besoin.

**Entretien :**

1. Gardez les ventouses libres d'huile et de poussière.
2. Nettoyez les ventouses avec un produit de nettoyage domestique ordinaire.
3. Évitez d'exposer les ventouses à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.
4. Vérifiez périodiquement que les ventouses ne sont pas endommagées. Remplacez au besoin.

### WARNING:

Consult a healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use. Contact CSI immediately at 1-800-289-6636 if any components are missing or damaged. Install in accordance with CSI's instructions. Do not modify this product in any way. FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION CONTACT CSI AT 1-800-289-6636.

### LIMITED LIFETIME WARRANTY:

If this product fails due to materials or workmanship at any time during the life of the product, Creative Specialties International (CSI), a division of Moen Incorporated, will replace it free of charge, postage-paid. Simply contact CSI at 1-800-289-6636 for replacement information. This warranty does not cover products which have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, CSI DISCLAIMS ALL OTHER IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

**LIMITATION OF LIABILITY:** THIS WARRANTY IS YOUR SOLE REMEDY AND CSI SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR OTHERWISE, INCLUDING LOST REVENUES AND LOST PROFITS, ARISING OUT OF ANY THEORY OR RECOVERY, INCLUDING STATUTORY, CONTRACT OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED OR IMPLIED WARRANTY, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL CSI'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

For additional warranty information, visit [www.moen.com](http://www.moen.com)

### ADVERTENCIA:

Antes de utilizarlo, pida a un profesional de salud asesoría e instrucciones específicas según sus necesidades. Comuníquese con CSI de inmediato al 1-800-289-6636 en caso de encontrar un componente dañado o faltante. Instale de acuerdo con las instrucciones de CSI. No modifique este producto en ninguna forma.

EN CASO DE TENER DUDAS O NECESITAR AYUDA EN LA INSTALACIÓN, COMUNÍQUESE CON CSI AL 1-800-289-6636.

### GARANTÍA LIMITADA PARA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Si este producto falla debido a un defecto en los materiales o el trabajo durante la vida útil del producto, Creative Specialties International (CSI), una división de Moen Incorporated, lo reemplazará sin cargo, con el porte pagado. Para solicitar información para el reemplazo, comuníquese con CSI al 1-800-289-6636. Esta garantía no cubre productos sometidos a tratos indebidos, alteraciones, daños, desgaste o cortes. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, CSI NIEGA LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O TÁCITAS, ENTRE ELLAS TODAS LAS GARANTÍAS EN CUANTO A LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO Y CSI NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS Y PERJUICIOS, SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O DE OTRO TIPO, ENTRE ELLOS LOS INGRESOS Y GANANCIAS PERDIDOS QUE RESULTEN DE CUALQUIER TEORÍA O RECUPERACIÓN, TALES COMO LAS ESTATUTARIAS, POR CONTRATO O EXTRA CONTRACTUALES, INDEPENDIEMENTE DEL PLAZO DE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA O TÁCITA, O EN EL CASO DE QUE UNA GARANTÍA LIMITADA NO CUMPLA SU PROPÓSITO BÁSICO, EN NINGÚN MOMENTO LA RESPONSABILIDAD GLOBAL DE CSI SERÁ MAYOR DEL PRECIO DE VENTA DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS ANTERIORES LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SEAN APLICABLES A SU PRODUCTO. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIEN SEGÚN EL ESTADO Y LA PROVINCIA.

Para obtener información sobre la garantía, acceda a <http://www.moen.com>.

### MISE EN GARDE :

Consulter un professionnel des soins de la santé pour obtenir des conseils et des directives spécifiques à vos besoins avant d'utiliser le produit. Contacter CSI immédiatement au 1-800-289-6636 s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées. Installer en suivant précisément les directives de CSI. Ne pas modifier ce produit de quelque façon que ce soit.

POUR TOUTE QUESTION OU POUR OBTENIR DE L'AIDE POUR L'INSTALLATION, CONTACTER CSI AU 1-800-289-6636.

### GARANTIE À VIE LIMITÉE :

Si ce produit est défectueux en raison des pièces ou de la qualité de l'exécution, en tout temps durant la durée de vie du produit, Creative Specialties International, une division de Moen incorporée (CSI), le remplacera gratuitement, port payé. Il suffit de contacter CSI au 1 800 882-6636 pour obtenir des renseignements sur le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés de façon abusive, modifiés, endommagés, mal utilisés, coupés ou qui sont usés.

DANS LES LIMITES DE LA LOI, CSI DÉCLINE TOUTE IMPLICITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ ET/OU DE FONCTIONNEMENT À UNE FIN PRÉCISE.

**LIMITE DE RESPONSABILITÉ :** CETTE GARANTIE EST VOTRE SEUL RECOURS ET CSI NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES, DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTAUX, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU AUTRES, Y COMPRIS LES PERTES DE REVENUS ET DE PROFITS SURVENANT DE TOUTE THÉORIE OU RÉCUPÉRATION, Y COMPRIS CEUX PRÉVUS PAR LA LOI, LES CONTRATS OU LES DÉLITS CIVILS. MALGRÉ LES MODALITÉS DE TOUTE GARANTIE LIMITÉE OU IMPLICITE OU SI TOUTE GARANTIE LIMITÉE DÉROGE DE SES FINS ESSENTIELLES, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE CSI NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION NI LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT DONC PAS À VOTRE CAS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT ET LA PROVINCE.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, visitez [www.moen.com](http://www.moen.com).

Creative Specialties are a registered trademarks of Moen Incorporated.  
Creative Specialties is a division of Moen Incorporated. © 2011

Creative Specialties son marcas registradas de Moen Incorporated.  
Creative Specialties es una división de Moen Incorporated. © 2011

Creative Specialties sont des marques déposées de Moen incorporée.  
Creative Specialties est une division de Moen incorporée. © 2011